

Influenza A+B Rapid Test สายพันธุ์เอ / สายพันธุ์บี


สำหรับโพรงจมูกส่วนหน้า / Sample : Nasal Swab

- ประเภท : เพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย
ชนิด : เพื่อการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง
วิธีใช้ : ศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์
การเก็บรักษา : เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-30°C

 Flu-602ST



วิธีการเก็บตัวอย่างในโพรงจมูก



การจัดการตัวอย่าง



ທຳການກວດສອບ



หยุดสารละลาย 2 หยด ในช่องทดสอบ
(ประมาณ 65 ไมโครลิตร)

หมายเหตุ : ความเข้มข้นที่ต่ำมากของแอนติเจนไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ และ/หรือ สายพันธุ์บี อาจทำให้สีที่ปรากฏบนแถบทดสอบจาง ในตำแหน่งทดสอบ (เอ และ บี) ให้ยึดระยะเวลาในการอ่านผลออกไป แต่อย่างไรก็ดีห้ามเกิน 30 นาที

ชุดทดสอบประกอบด้วย / Content

- แผ่นทดสอบ
- สวอปปราศเชื้อ
- คู่มือการใช้งานเครื่องมือแพทย์
- บัฟเฟอร์และหลอดน้ำยาสกัด ขนาด 0.5 มล.
- ที่วางหลอด (อยู่ในกล่อง)



⚠ คำเตือน : • ห้ามแช่แข็งชุดตรวจ • อ่านคำเตือน
ในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

WARNING : Do not freeze the test kit. Read warnings on the label and medical device instructions before use.

การอ่านพลากสอบ

ผลเป็นบวก



พบแอนติเจนของ ไวรัสวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ :
มีแถบสีปรากฏขึ้นที่แถบควบคุมซี (C)
และอีกแถบปรากฏที่ตำแหน่งเอ (A)



พบแอนติเจนของ ไขหวัดใหญ่ สายพันธุ์ :
มีแถบสีปรากฏขึ้นที่แถบควบคุมซี (C)
และอีกแถบปรากฏที่ตำแหน่งบี (B)



พบแอนติเจนของ ไวรัสวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ+บี :
มีแถบสีปรากฏขึ้นที่แถบควบคุมซี (C)
สองแถบปรากฏที่ตำแหน่งเอ (A) และมี (B)

พลปืนลน



ไม่พบแอนติเจนของไขหัดใหญ่ สายพันธุ์ เอ+บี :
ปรากฏแถบสีเดียวที่ตำแหน่งควบคุมซี (C)
ไม่มีแถบสีปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งทดสอบ

ไม่สามารถแปลผลได้



ไม่สามารถแปลผลได้ : ไม่ปรากฏแถบสีที่แถบควบคุม
ผลทดสอบที่ไม่ปรากฏแถบควบคุมในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ทำลาย
ให้ทำตามขั้นตอนการทดสอบใหม่อีกครั้ง ในชุดทดสอบใหม่ หากยังพบ
ความผิดพลาดอีกครั้ง ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของท่านทันที

ข้อปฏิบัติหลังการใช้ชุดตรวจไข้วัดใหญ่สายพันธุ์เอ+สายพันธุ์บี

หากผลตรวจเป็นบวก :
ให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้ตัว เพื่อตรวจยืนยัน หรือรับการรักษา แลคำแนะนำ
ในการปฏิบัติตัว อย่างเหมาะสมจากแพทย์ หรือนุคลากรทางการแพทย์ต่อไป
หากผลตรวจเป็นลบ :
แต่ยังมีอาการอยู่ให้ปรึกษาแพทย์หรือนุคลากรทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล
ใกล้ตัว เพื่อรับคำแนะนำ

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ 253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร : 02-016-6666




SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2

เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ T6500028


เย็บโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab)

- ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น
- ต้องยืนยันผลด้วยวิธี Real Time RT-PCR
- ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
- ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโควิด 19
- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด 19



บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้

ใช้ได้ครั้งเดียว



คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน



ทราบผลการทดสอบภายใน 10 นาที | ตัวอย่างที่เย็บโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab) ชนิดก้านยาว | ชนิดก้านสั้น (ไม่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ)

ขั้นตอนการตรวจคัดกรองจากเย็บโพรงจมูกด้านหน้า

1 สอด 2-4 ซม. (ในเด็ก 1-2 ซม.) และหมุน 5 ครั้ง สอดไม่เก็บตัวอย่างเข้าไปในรูจมูก 2-4 ซม. (ในเด็ก 1-2 ซม.) และหมุน 5 ครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนด้วยไม้เก็บตัวอย่างเดียวกันในรูจมูกอีกข้าง	2 เทสารเคมีสกัดใส่หลอดใส่สารเคมีสกัดทั้งหมด (250µL)	3 หมุน 10 ครั้ง ใส่ไม้เก็บตัวอย่างที่มีสารคัดหลั่งในหลอดใส่สารเคมีสกัด หมุนไม้เก็บตัวอย่างประมาณ 10 ครั้ง	4 ขณะนำไม้เก็บตัวอย่างออก บังกลดปลายไม้เก็บตัวอย่างเพื่อขับของเหลวออกจากไม้เก็บตัวอย่างให้ได้มากที่สุด	5 ติดตั้งปลายหยดบนหลอดใส่สารเคมีสกัด	6 หยดสารคัดหลั่งที่ทำปฏิกิริยากับน้ำยาในหลอดใส่สารเคมีสกัดจำนวน 2 หยด ลงในช่องบนแถบตรวจ	7 จับเวลา 10 นาที และอ่านผลลัพธ์
--	---	--	--	--	---	--

วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

	ผลบวก
	แถบสีปรากฏทั้งเส้นควบคุม (C) และเส้นการทดสอบ (T)
	ผลลบ
	แถบสีจะปรากฏเฉพาะเส้นควบคุม (C) และจะไม่มีแถบสีปรากฏบนเส้นทดสอบ (T)
	ไม่สามารถแปลผลได้
	แถบสีไม่ปรากฏทั้งเส้นควบคุม (C)

Nasal Swab จำนวนบรรจุ : กล่อง

ก้านยาว	1 ชุดทดสอบ
	5 ชุดทดสอบ
	25 ชุดทดสอบ

Nasal Swab จำนวนบรรจุ : กล่อง

ก้านสั้น	1 ชุดทดสอบ
	5 ชุดทดสอบ
	25 ชุดทดสอบ



SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2

เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ T6500028

เย็บโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab)

ส่วนประกอบของชุดตรวจ



1. แกลบตรวจ
2. สารเคมีสกัด
3. ไม้เก็บตัวอย่างที่ทำให้ปราศจากเชื้อ
4. หลอดใส่สารเคมีสกัด
5. คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำ

- ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อย อาจให้ผลลบปลอมได้
- กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูงหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการป่วย

ข้อควรระวังของชุดตรวจ

- ห้ามใช้หลังจากวันหมดอายุ
- บรรจุภัณฑ์ของชุดตรวจจะต้องถูกปิดสนิทจนกว่าจะใช้งาน

คำเตือน

- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้ว

ทิ้งส่วนประกอบชุดตรวจทั้งหมดลงในถังขยะ ปิดให้มิดชิด รวดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์ หรือเติมน้ำยาล้างจาน ฟองซักฟอกเพื่อฆ่าเชื้อโรค พร้อมเขียนหน้าถุงว่า "ชุดตรวจโควิด 19" หรือ "ขยะติดเชื้อ" นอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้จุดทิ้งขยะ ควรทิ้งชุดตรวจลงในถังขยะสีแดง





SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2

Nasopharyngeal Swab

เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ T6500051

● FOR IN VITRO PROFESSIONAL USE ONLY

"ห้ามบุคคลทั่วไปนำไปใช้ตรวจด้วยตนเอง"

"ห้ามขายแก่บุคคลทั่วไป"


❌ ใช้ได้ครั้งเดียว

30°C
2°C

IVD

i

10 min




ทราบผลการทดสอบภายใน 10 นาที | ตัวอย่างที่เย็บุด้านหลังโพรงจมูก

ขั้นตอนการตรวจคัดกรองจากเย็บุด้านหลังโพรงจมูก

1 สอดไม้เก็บตัวอย่างเข้าไปในรูจมูก 2-4 ซม. (ในเด็ก 1-2 ซม.) และหมุนไม้เก็บตัวอย่างในรูจมูก 5 ครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนด้วยไม้เก็บตัวอย่างเดียวกันในรูจมูกอีกข้าง	2 เทสารเคมีสกัดใส่ลงหลอดใส่สารเคมีสกัดทั้งหมด (250µL)	3 ใส่ไม้เก็บตัวอย่างที่มีสารสกัดลงในหลอดใส่สารเคมีสกัด หมุนไม้เก็บตัวอย่างประมาณ 10 ครั้ง	4 ขณะนำไม้เก็บตัวอย่างออก บังกวดปลายไม้เก็บตัวอย่างเพื่อขับของเหลวออกจากไม้เก็บตัวอย่างให้ได้มากที่สุด	5 ติดตั้งปลายหยดบนหลอดใส่สารเคมีสกัด	6 หยดสารคัดหลั่งที่ทำปฏิกิริยากับน้ำยาในหลอดใส่สารเคมีสกัดจำนวน 2 หยด ลงในช่องบนแถบตรวจ	7 อ่านผลภายใน 10 นาที และอ่านผลลัพธ์ ห้ามอ่านผลก่อน 30 นาที อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องได้
---	---	---	--	--	---	--

วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

	ผลบวก แถบสีปรากฏทั้งเส้นควบคุม (C) และเส้นการทดสอบ (T)
	ผลลบ แถบสีจะปรากฏเฉพาะเส้นควบคุม (C) และจะไม่มีแถบสีปรากฏบนเส้นทดสอบ (T)
	ไม่สามารถแปลผลได้ แถบสีไม่ปรากฏทั้งเส้นควบคุม (C)



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเอสดีเวิลด์ จำกัด
253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-016-6666

PRODUCED BY : Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.
Area C, Building 2, No. 365, Wuzhou Road Yuhang Economic Development
Zone 311100 Hangzhou City, Zhejiang PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

โรงงานได้รับการรับรอง : ISO13485

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2

เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T6500109

SALIVA TEST : น้ำลาย

- ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี Real Time RT-PCR
- ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
- ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโควิด 19
- ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด 19
- สำหรับการทดสอบด้วยตนเอง
- ห้ามอ่านผลทดสอบหลัง 30 นาที อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องได้

บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้

ใช้ได้ครั้งเดียว

ทราบผลการทดสอบภายใน 10 นาที | ตัวอย่างที่น้ำลาย (Saliva)



ขั้นตอนการตรวจคัดกรองจากน้ำลาย

1 นำหลอดใส่สารเคมีสกัด และกรวยเก็บน้ำลาย ประกอบให้เข้ากัน	2 ปั่นน้ำลายใส่กรวย น้ำลายที่ประกอบเข้ากับหลอดใส่สารเคมีสกัด จนถึงขีดบนหลอดใส่สารเคมีสกัดที่กำหนดไว้ (300µL)	3 เทสารเคมีสกัดใส่ลงหลอดสารเคมีสกัดทั้งหมด (500µL)	4 ปิดฝาหลอดสารเคมีสกัด และผสมให้เข้ากันโดยการเขย่าเป็นเวลา 25-30 วินาที	5 เปิดช่องฟอยล์ของแถบทดสอบ และวางแถบทดสอบลงในช่องที่มีพื้นผิวเรียบ	6 หยดสารคัดหลั่งที่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีสกัด 2 หยด (ประมาณ 65µL) ลงในช่องบนแถบตรวจ	7 จับเวลา 10 นาที และอ่านผลลัพธ์ ห้ามอ่านผลทดสอบหลัง 30 นาที อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องได้
---	--	--	---	--	--	---

วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)



ผลบวก
แถบสีปรากฏทั้งเส้นควบคุม (C) และเส้นการทดสอบ (T)

ผลลบ
แถบสีจะปรากฏเฉพาะเส้นควบคุม (C) และจะไม่มีการปรากฏบนเส้นทดสอบ (T)

ไม่สามารถแปลผลได้
แถบสีไม่ปรากฏทั้งเส้นควบคุม (C)

Saliva	จำนวนบรรจุ : กล่อง
น้ำลาย	1 ชุดทดสอบ
	5 ชุดทดสอบ
	25 ชุดทดสอบ

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2

เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T6500109

SALIVA TEST : น้ำลาย

ส่วนประกอบของชุดตรวจ



1. แถบตรวจ
2. สารเคมีสกัด
3. กรวยเก็บน้ำลาย
4. หลอดใส่สารเคมีสกัด
5. คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำ

- ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงใน การติด เชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อย อาจให้ผลลบปลอมได้
- กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเอง และดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน หรือ เมื่อมีอาการป่วย

ข้อควรระวังของชุดตรวจ

- ห้ามใช้หลังจากวันหมดอายุ
- บรรจุภัณฑ์ของชุดตรวจจะต้องถูก ปิดสนิทจนกว่าจะใช้งาน

คำเตือน

- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ เครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้ว

- แยกชุดตรวจที่ใช้แล้วใส่ถุงและปิดปาก ถุงให้แน่น
- ฉีกพื้นหรือรูดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ทัวบริเวณถุง
- แยกใส่ถุงอีกชั้นและติดป้ายให้ชัดเจน ว่าเป็นขยะติดเชื้อ
- ฉีกพื้นหรือรูดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อถุงด้านนอกอีกครั้ง
- นำไปทิ้ง โดยแยกทิ้งในถังขยะ ติดเชื้อโดยเฉพาะ

